





La stérilisation est au centre de l'asepsie dentaire. A chaque étape du processus, le mobilier d'Intercontinental est conçu pour intégrer l'ensemble des équipements présents sur le marché. Robustes, ils résistent durablement aux charges lourdes et à l'usage intensif imposé par la pratique professionnelle.

Les stérilisations Epure peuvent être intégralement agencées sur-mesure et s'adapter à toutes les contraintes techniques et spatiales (gaines techniques, recoins, poteaux...). Renseignez-vous.

Sterilisation is at the centre of dental asepsis. At each stage of the process, Intercontinental cabinetry is designed to integrate all the equipment present on the market. Robust, they are resistant to heavy loads and the intensive usage imposed by professional dental practice.

Epure sterilization can be tailor made to technical and space restrictions (pipe and cable ducts, corners, pillars ...). Ask for more information.

- ⌘ Conception et fabrication de qualité
- ⌘ Conçu et adapté pour respecter le processus de stérilisation
- ⌘ Mobilier intégralement adaptable sur-mesure
- ⌘ Plan de travail en résine Solid Surface permettant l'intégration de cuves et de périphériques techniques
- ⌘ Meubles techniques et colonnes autoclaves
- ⌘ Ouverture totale des tiroirs avec amortisseurs intégrés
- ⌘ Tous les modules prévus pour intégrer des périphériques raccordés à l'eau, sont équipés, en cas de fuite d'eau, d'un bac PVC de rétention

- ⌘ High quality design and manufacture
- ⌘ Designed and adapted to facilitate the sterilization process
- ⌘ Made-to-measure furniture
- ⌘ Technical and autoclave units
- ⌘ Worktop in Solid Surface Resin allows technical equipment integration
- ⌘ Fully opening drawers with integrated soft close mechanism
- ⌘ All modules designed to integrate with water connected devices are fitted with a waterproof tray in case of leaks

EPURE

meubler de stérilisation



Ceci est un échantillon des possibilités offertes par EPURE, pour connaître tous les modules disponibles ou pour une configuration entièrement sur-mesure, contactez un conseiller Intercontinental. This is a sample of the possibilities offered by ERMES, to discover all possible modules or configurations contact your intercontinental dealer.



658 (L 40, 50, 60)
1T2, 2T4



657 (L 40, 50, 60)
3T2, 1T4



656 (L 40, 50, 60)
2T4



664 (L 40, 50, 60)
1 porte coulissante
1 sliding door




654 (L 40, 50, 60)
1 niche pour imprimante, 1T2, 1T4
1 open shelf for printed, 2T2, 1T4



651 (L 30, 40, 50, ou 60)
1 porte*, 2 étagères réglables
1 door*, 2 adjustable shelves



653 (L 70, 80, 90, 100)
2 portes, 2 étagères réglables
2 doors, 2 adjustable shelves



622 (L 50, 60)
Meuble sous évier, 1 porte*, 1 poubelle fil, 1 bac de rétention d'eau KM
Basin unit 1 door*, 1 wire basket, 1 waterproof tray KM

* Droite ou Gauche
Right or Left hand hinged

Possibilité de composition sur-mesure
Made-to-measure options available



604 (L 50)
1 porte coulissante avec pédale d'ouverture, 2 bacs poubelle
1 sliding door with opening pedal, 2 bins




616 (L 50)
1 porte*, 1 bac de trempage, 1 bac de rétention d'eau KM
1 door*, 1 integrated soaking sink, 1 KM basin for holding water




614 (L 50)
1 porte*, 2 bacs de trempage intégrés, 1 bac de rétention d'eau KM
1 door*, 2 integrated soaking sinks, 1 KM basin for holding water




607 (L 40, 50, 60)
1 porte* sans socle, 1 trappe avec couvercle sur plan de travail
1 door* without base, 1 hatch with cover on worktop



600 (60 x 60)
601 (70 x 70)
Plateau coulissant support autoclave, 1 niche, 1 tirette pour soudeuse, 1T2, 1T4
Autoclave support sliding top, 1 open shelf, 1 drawer for basing machine, 1T2, 1T4



672 (60 x 70)
674 (70 x 70)
2 plateaux coulissants supports autoclaves, 1T3
2 autoclave support sliding tops, 1T3



698 (L 30, 40, 50 ou 60)
Armoire de stockage
2 portes*, 8 étagères en verre
Storage cupboard
2 doors*, 8 adjustable glass shelves

le processus de stérilisation / sterilization process



Les meubles intercontinental sont conçus pour intégrer la chaîne de stérilisation dans sa totalité. A chaque étape du processus correspond une série de meubles d'intégration.

Intercontinental units are designed to cover the sterilization process from start to finish. Different units correspond to each stage of the process.

- 1 : Traitement des déchets
- 2 : Pré-desinfection
- 3 : Rinçage
- 4 : Nettoyage, désinfection & séchage
- 5 : Emballage
- 6 : Stérilisation
- 7 : Stockage

- 1 : Waste management
- 2 : Pre-disinfection
- 3 : Rinsing
- 4 : Cleaning, disinfection & drying
- 5 : Wrapping
- 6 : Sterilization
- 7 : Storage

Meuble / Unit

F01* Neige	F02 Champagne	F03 Pergamon	F08 Polaire	F17 Clementine	F19 Indigo
F27 Kiwi	F38* Fidji	F47 Milano	F50* Noir	F71 Aubergine	F73 Moka
420* Chocolat	424* Bordeaux	434* Prune	436* Rosso	529 Metal Alu	713 Lin Tissé
				* Coloris brillant / Gloss colour	
729 Chêne Tissé	808* Cendre	814 Smoke	838* Petunia		

Caisson / Carcase

M411 Polaire	M463 Champagne	M529 Metal Alu

Plan de travail Solid Surface / Solid Surface worktop

R010 Blanc	R412 Birch	R418 Stratus	R420 Gris	R440 Sahara	R645 Lily

Plan de travail Stratifié / Laminate worktop

411 Polaire	529 Metal Alu

