



*GAMASONIC - France*

**L'excellence du nettoyage par Ultrasons**

***Laveurs-Désinfecteurs ISO 15883***

[www.gamasonic.eu](http://www.gamasonic.eu)

ZAC DE L'ANGAUD - B.P. 52 - 63160 BILLON - France

TÉL. 04 73 68 90 26 - FAX 04 73 68 97 43 - Mail : [gamasonic@orange.fr](mailto:gamasonic@orange.fr)

# Laveur-Désinfecteur SNC Digital

Appareil Automatique de nettoyage par Ultrasons destiné à l'asepsie de l'instrumentation médico-chirurgicale (Vrac / Cassettes de chirurgie).

1 / Pré-désinfection

3 / Nettoyage  
par ultrasons

5 / Séchage

2 / Rinçage

4 / Rinçage

**AUCUNE MANIPULATION  
DE L'INSTRUMENTATION SOUILLÉE**



**RÉDUCTION DES RISQUES**




**Laveur-Désinfecteur  
EN ISO 15883-1  
(Dispositif Médical Classe IIb)**


**Laveurs-Désinfecteurs SNC disponibles en 4 capacités : 17 L. - 30 L. - 17 L.K7 - 30 L.K7**

# La Chaîne d'Asepsie manuelle

Transfert manuel des paniers recevant l'instrumentation  
(Vrac ou cassettes de chirurgie) de l'étape **1** à l'étape **5**.



*« On ne stérilise que ce qui est propre et sec »*



Chaînes d'asepsie manuelles disponibles en 4 capacités : 17 L. - 30 L. - 17 L.K7 - 30 L.K7




# Laveur-Désinfecteur SONODYN

Appareil Automatique 2 EN 1

Asepsie de l'instrumentation Vrac / Cassettes de chirurgie ET des Rotatifs.



Capacité de nettoyage :  
6 instruments rotatifs par panier



**Laveur-Désinfecteur  
EN ISO 15883-1  
(Dispositif Médical Classe IIb)**



Laveurs-Désinfecteurs SONODYN disponibles en 4 capacités : 17 L. - 30 L. - 17 L.K7 - 30 L.K7

# SNC Slide K7

Appareil Automatique de nettoyage par Ultrasons destiné à l'asepsie de l'instrumentation médico-chirurgicale (Vrac / Cassettes de chirurgie).



**Modèle à positionner sous plan de travail**

L'ouverture / fermeture électrique du tiroir  
supprime tout risque de débordement du bain.



# Les produits consommables

(Dispositifs médicaux de classe IIb)

- **DETERBAKT®** (Pré-désinfection/Nettoyage-Désinfection)
- **DX25** (Nettoyage-Désinfection de l'instrumentation dynamique)
- **PROCLEAN** (Nettoyage par Ultrasons)
- **DPH 21** (Rinçage)
- **DYNASEPT®** (Nettoyage - Désinfection de l'instrumentation dynamique)
- **STERISPRAY®** (Désinfection permanente des circuits des sprays des units dentaires)

**DETERBAKT®**

**DX25**

**PROCLEAN**

**DPH 21**

**DYNASEPT®**

**STERISPRAY®**



## STERISPRAY®

Le système de désinfection permanent de l'eau des sprays des équipements dentaires **STERISPRAY®** assure :

- La désinfection permanente du champ opératoire
- La préservation de l'UNIT contre la CONTAMINATION et l'ENTARTRAGE
- L'INACTIVATION de l'ENVIRONNEMENT PATHOGENE dû aux pulvérisations

### STERISPRAY® SP2



Dosage automatique du produit **STERISPRAY® L2**

### STERISPRAY® M



Dosage manuel du produit **STERISPRAY® L2**

[www.gamasonic.eu](http://www.gamasonic.eu)

ZAC DE L'ANGAUD - B.P. 52 - 63160 BILLOM - France  
TÉL. 04 73 68 90 26 - FAX 04 73 68 97 43 - Mail : [gamasonic@orange.fr](mailto:gamasonic@orange.fr)